

# Shunt-Klemme



**Artikel Nummer : „SK-801“**

**VE: 2 Stk**

Material: glasfaserverstärkter Kunststoff

Reinigung: Chem. Reinigung:

Die „SK-801“ kann mit allen, im medizinischen Bereich eingesetzten Gerätedesinfektionsmitteln, sofern die Substanzen mit der „Chemikalienbeständigkeitsliste“ abgeglichen wurde, gereinigt werden.

Therm. Reinigung:

Die „SK-801“ kann thermisch gereinigt werden / Thermodesinfektor,  
Die max. Gebrauchstemperatur kurzzeitig liegt bei 180 °

Die Klemme kann bei Bedarf zur Reinigung vollständig zerlegt werden !