

Optionales Zubehör für individuellen Bedarf



Die manuell verstellbare Fußstütze erhöht den Komfort in der Sitzposition.



Mit zusätzlichen Griffen kann die Liege vom Fußende manövriert werden.



Der Patiententisch wird einfach und stabil auf die Seitensicherungen geklemmt.




Ein oder zwei Infusionsständer können über Aufnahmesysteme angebracht werden.



Mit der Aufnahme für den Handschalter haben Sie einen schnellen Zugriff auf die übersichtliche Bedienung.



Der Papierrollenhalter dient zur Aufnahme von Papierrollen für mehr Hygiene.



Farben: Die Liegefläche ist immer schwarz und mit einer weiteren Farbe abgesetzt. Standardausführung ist schwarz-kaarneol wie auf den Abbildungen ersichtlich. Es sind eine Vielzahl weiterer Farben erhältlich. Fragen Sie nach der farbverbindlichen Musterkarte.

Technische Daten:

Abmessungen		Verstellmöglichkeiten	
Breite Sitzteil	60 cm	Rückenteilwinkel	80 – 0°
Breite inkl. Seitensicherung	78 cm	Sitzteilwinkel	30 – 5°
Länge	192 – 210 cm	Beinteilwinkel	50 – 0°
Gesamtgewicht	106 kg	Höhenverstellung	63 – 88 cm

Elektrische Kennwerte		Sicherheit	
Schutzart	IPX 4	Sichere Arbeitslast	180 kg
Entsprechend	EN 60601-1		
Motoren	4		

Vertriebspartner Österreich:



INOVAMET Vertriebs GmbH
Neubaugasse 27/2/23, A-1070 Wien Tel.: 01 526 89 43 Fax: DW 15 Mail: office@inovamet.at

Service-Hotline: 0660 / 515 5000

Flexibilität und Komfort im Aufwachraum



www.inovamet.at



RecoLine⁺ – Flexibilität und Komfort für Ihre Patienten und Ihr Pflegepersonal im Aufwachraum



Einfaches Umbetten Ihrer Patienten vom OP-Tisch auf die RecoLine⁺ durch elektrische Höhenverstellung



Vorprogrammierte Einstellungen per Knopfdruck für leichtes Manövrieren oder die weitere Behandlung



Variable und bequeme Liegepositionen für eine schnelle und angenehme Mobilisierung Ihrer Patienten



Aufrechte Sitzposition für ein einfaches Aus- und Einsteigen nach der ambulanten OP

Die RecoLine⁺ Therapieliege ist eine Weiterentwicklung für die Versorgung von Patienten während und nach ambulanten Operationen. Sie wurde auf Basis umfangreicher Erfahrungen speziell für die Bedürfnisse der Patienten und des Pflegepersonals neu entwickelt – für mehr Komfort und Flexibilität im Aufwachraum.

Mit dem einfach zu bedienenden Handschalter ist durch vier Motoren ein stufenloses Einstellen von Liege- und Sitzpositionen, sowie eine stufenlose Höhenverstellung möglich.

Zum stabilen und schnellen Transport Ihrer Patienten, ist die RecoLine⁺ mit 12,5 cm großen Rollen ausgestattet, sowie mit klappbaren Schiebegriffen am Kopfende.

Ein schnell aufladbarer und starker Akku, mit 24 V und 7,2 Ah Kapazität, garantiert einen netzunabhängigen Betrieb für mehrere Tage.

Vertriebspartner Österreich:

Für eventuelle Notfälle wird die Schockposition einfach und sicher durch einen roten Fußtaster im Untergestell aktiviert. Dem Pflegepersonal bleiben somit die Hände für die Einleitung von Notfallmaßnahmen frei.

Die Seitensicherungen können teilweise oder komplett abgeklappt werden, um dem Patienten einen einfachen Einstieg in die Liege zu ermöglichen.

Um die RecoLine⁺ an die verschiedenen Bedürfnisse der Anwender anzupassen, kann die RecoLine⁺ mit einer Vielzahl von optionalem Zubehör ausgestattet werden. Zu diesem Zubehör gehören ein Patiententisch, zusätzliche Griffe am Fußteil, eine manuell verstellbare Fußstütze, eine Aufnahme für Infusionsständer, ein Papierrollenhalter und eine Aufnahme für den Handschalter.



Das bequeme Kopfkissen sorgt für eine angenehme Liegeposition und kann je nach Größe des Patienten positioniert werden.



Die Seitensicherungen können teilweise oder komplett abgeklappt werden, um den Einstieg sowie das Umlagern zu erleichtern.



Die 12,5 cm großen Rollen sind mit Richtungsfeststeller für einfaches Fahren und Zentralbremse für sicheres Positionieren der Liege ausgestattet.



Der Akkumulator wird über ein Ladekabel einfach an der Steckdose aufgeladen und garantiert einen netzunabhängigen Betrieb von mehreren Tagen.



Die Schockposition kann einfach durch einen roten Fußtaster beidseitig aktiviert werden. Dem Pflegepersonal bleiben somit die Hände frei.



Die drei wichtigsten Positionen sind im Handschalter vorprogrammiert. Für eine Feinabstimmung und weitere Positionen sind zusätzliche Tasten vorhanden.