

# Platzsparend, variabel und bequem – ideal für die Infusionstherapie

## Zubehör für den individuellen Bedarf



Für mehr Hygiene kann ein Papierrollenhalter einfach am Rückenteil der Liege angebracht werden.



Die praktische LED-Lampe bietet Ihren Patienten eine zusätzliche Lichtquelle, z.B. beim Lesen.



Das Infusionsstativ lässt sich platzsparend wahlweise rechts oder links anbauen.



Auf Wunsch kann die SlimLine mit einem Potentialausgleichsbolzen ausgestattet werden.



Falls nötig ermöglichen die stabilen Standfüße eine noch niedrigere Einstiegshöhe von 54 cm.



Der praktische Handtaschenhalter kann einfach und schnell an der Armlehne angebracht werden.



Mehr Flexibilität und Komfort für Ihre Patienten bietet der platzsparende und leicht verstellbare Tisch.



**Lieferbare Farben:** Armlehnen, Unterpolsterung und die optionale Nackenrolle sind immer in Anthrazit ausgeführt. Die Standardfarbe der Polsterauflage ist Safran. Eine Vielzahl weiterer Farben ist erhältlich. Fragen Sie nach unserer Farbmusterkarte.

### Technische Daten:

#### Abmessungen

Breite Sitzfläche	54 cm
Gesamtbreite, inkl. Armlehnen	80 cm
Höhe (fix, mit Rollen, standard)	57,5 cm
Höhe (fix, mit Standfüßen, optional)	54 cm
Gesamtlänge	185 cm
Gesamtgewicht	51 kg

#### Sicherheit


Sichere Arbeitslast	175 kg
Winkel Kopf-Tief-Lage	- 10°

#### Verstellmöglichkeiten

Rückenteilwinkel	37° – 90°
Sitzteilwinkel	- 4° – 20°
Beinteilwinkel	0° – 90°

#### Elektrische Kennwerte

Schutzklasse	2
Schutzart	IPX 6
Schutzart (Antriebe)	IPX 4
Entsprechend	EN 60601
Motoren	2



Bionic Medizintechnik GmbH ... a JMS-corporation · Max-Planck-Straße 21 · D-61381 Friedrichsdorf/Germany  
Telefon: +49(0)6172-75760 · Fax: +49(0)6172-757610 · info@bionic-jms.com · www.bionic-jms.com

Technische Änderungen vorbehalten  
B-MOBSLID/05.2015-04



# Die SlimLine – geringer Platzbedarf bei hohem Komfort – mit viel Flexibilität für Ihre Patienten



Der einfache Ein- und Ausstieg von vorne wird durch die niedrige Sitzhöhe von nur 57,5 cm, durch das rechtwinklig einstellbare Beinteil und die ideale Sitzneigung ermöglicht.



Die SlimLine Therapieliege wurde speziell für den Einsatz in der Infusionstherapie entwickelt und kann mit Hilfe von zwei Motoren schnell und einfach in eine bequeme Komfortposition gebracht werden.



Für den Notfall kann die SlimLine per Knopfdruck in eine Kopf-Tief-Lage gestellt werden. Das stabile Grundgestell bietet hierfür, trotz geringem Raumbedarf, die nötige Standsicherheit.

Die SlimLine Therapieliege wurde speziell für die Anforderungen in Ihrer onkologischen Tagesklinik oder der Infusionstherapie entwickelt. Auch in kleinen Räumen sorgt die schmale und leichte Liege mit ihren zwei Motoren für die nötige Flexibilität und den hohen Komfort, um Ihren Patienten die Dauer der Behandlung so angenehm wie möglich zu gestalten.

Mit Hilfe des bedienerfreundlichen und klar verständlichen Handschalters lassen sich das Rücken-, Sitz- und Beinteil verstellen. Das Beinteil wird hierbei synchron mit dem Sitzteil bewegt, die Rückenlehne lässt sich separat in die gewünschte Position bringen. Per Knopfdruck wird die angenehme Komfortposition genauso wie im Notfall die Kopf-Tief-Lage angefahren. Hierbei ist der Handschalter durch die praktische Halterung an den beiden Armlehnen jederzeit auch vom Patienten einfach zu erreichen.

Das besondere Konzept der Armlehnen garantiert hohe Stabilität auch beim Ein- und Ausstieg von vorne. Per Knopfdruck lassen sich die Armlehnen schnell absenken und so bequem für den Patienten anpassen.

Besonderen Komfort garantiert die abnehmbare und leicht zu reinigende Polsterauflage im Zusammenspiel mit der einzigartigen Unterpolsterung. Das ergonomisch geformte Rückenteil und das separat gepolsterte Sitzteil ermöglichen auch in der Langzeitbehandlung ein angenehmes Sitzgefühl. Die bequeme Nackenrolle lässt sich einfach per Gegengewicht verstellen und so an die gewünschte Sitzposition anpassen.

Individuelles Zubehör, wie das Infusionsstativ, der Papierrollenhalter oder der Patiententisch können platzsparend und einfach an die SlimLine angebracht werden. Möchte Ihr Patient während der Behandlung lesen oder arbeiten, so sorgt die optional bestellbare Leselampe für angenehmes Licht. Sollte für Ihr Anwendungsgebiet ein Potentialausgleich notwendig sein, so kann dieser problemlos mitbestellt werden.

Für eine Anpassung der SlimLine an Ihr Raum- und Farbkonzept kann die gewünschte Polsterauflage aus über 30 Farben ausgewählt werden. Das Grundgestell, die Armlehnen und die Nackenrolle sind immer in Anthrazit ausgeführt.




Die Nackenrolle sorgt für mehr Komfort und kann durch das Gegengewicht besonders leicht und individuell eingestellt werden.



Mehr Flexibilität: Die SlimLine ist mit vier einzeln gebremsten Rollen mit einem Durchmesser von 7,5 cm ausgestattet.



Der bildierte Handschalter verfügt über zwei vorprogrammierte Tasten. Serienmäßig ist an jeder Armlehne ein gut erreichbarer Halter für den Handschalter angebracht.



Die stabilen Armlehnen können mittels Knopfdruck in verschiedene Positionen abgesenkt und so an die Bedürfnisse Ihrer Patienten angepasst werden.



Die einzigartige Unterpolsterung besteht aus einem ergonomisch geformten Rückenteil und einem flexiblen Sitzteil.



Die abnehmbare und leicht zu reinigende Matratzenauflage sorgt zusammen mit der Unterpolsterung für langanhaltenden Komfort.